

Tabla 1. Nombre, laboratorio y características de las LC blandas que se utilizan en los pacientes pediátricos afáquicos.

EDAD	TIPO DE LC	MATERIAL	CB (mm)	PODER	DIÁMETRO	DISEÑO	USO	LABORATORIO
6 semanas a 5 años	Silsoft	Elastofilcom a 85%	7.00/7.50/7.70/7.90	-7.00 a +35.00	11.3 a 12.5	Esférico	Diario, Extendido	Bausch & Lomb
6 semanas a 5 años	Kerafaquic	Lidofilcon a 70%	7.8 a 8.9	+40.00 a -10.00	12.5/13.0/13.5/14.0/14.5		Diario, Extendido	Keratos
≤ 2 años a 5 años	Hydromini	Polymacon a 38%	8.1/8.3/8.5/8.7/8.9	N a +/- 20.00	13.0		Diario	Ocular Sciences
De 3 a 5 años	H3-H4	Polymacon 38.6%	8.3/8.8	-6.50 a +20.00	13.5/14.5	Esférico	Diario	Colentes
De 3 a 5 años	Hidrosoft 38-55	38% 55%	8.4/8.6/8.7	+30.00 a -10.00	14.0/14.5	Todos	Diario, Prolongado	Ital Lent
De 3 a 5 años	Kerasoft 40-70	Hefilcon A 45%-70%	8.3/8.6/8.9	+20.00 a -20.00	14.0/14.5		Diario, Prolongado	keratos
> 5 años	Hidrosoft Toric III	Methafilcon B 55%	8.3/8.6/8.9	+20.00 a -20.00 Cyl - 10.00	15/14.40		Diario	Coopervision
> 5 años	Disoft 42%-60%	42%-60%	8.7/8.6	N a +/- 20.00	14.2		Diario, Prolongado	Dilences
> 5 años	Retina 58-70 UV	Hema 58%-70%	8.3/8.6/8.9	+/- 6.00 a +/- 20.00	14.5		Prolongado	Retina